

ORTHÈSE CORRECTIVE DE NUIT

INDICATIONS

Le port quotidien de l'Orthèse corrective de nuit EPITACT® aide à corriger la déformation et à limiter l'évolution de l'hallux valgus. Elle contribue à soulager les douleurs articulaires nocturnes et supprime les douleurs de contact.

CONSEILS D'UTILISATION

- **Avant tout, vérifier que le gros orteil soit encore mobile latéralement lorsqu'on le manipule. Si ce n'est pas le cas, ne pas utiliser ce dispositif.**
- **L'orthèse peut être thermoformée indifféremment sur le pied droit ou le pied gauche.**

- THERMOFORMAGE :

Suivre la notice de thermoformage fournie. L'Orthèse corrective de nuit peut être thermoformée plusieurs fois. Si vous en ressentez le besoin, consultez un podologue.

- MISE EN PLACE :

- Passer l'avant-pied dans le grand bracelet.
- Enfiler ensuite le gros orteil dans le petit manchon.
- Vous assurer que la cible blanche se situe au niveau de votre « oignon » (voir schéma sur la notice de thermoformage fournie).

- CONDITIONS D'UTILISATION :

- Lors des 3 premières utilisations, il est recommandé de porter l'orthèse 2 heures uniquement.
- Lors des utilisations suivantes, porter l'orthèse toute la nuit.

Des douleurs articulaires peuvent être ressenties lors des premières utilisations. Si elles persistent au-delà de 7 nuits, demander conseil à votre podologue.

- Au bout d'1 mois de port de l'orthèse et en l'absence de douleurs, un 2ème thermoformage pour augmenter la correction pourra être mis en oeuvre (voir notice de thermoformage fournie). La correction souhaitée sera alors obtenue sans l'écarteur, mais en tirant latéralement sur le gros orteil (voir schéma ci-contre).

ENTRETIEN

- Laver en machine à 40°C dans le filet de lavage fourni ou à la main (sans frotter).
- Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser. Ne pas exposer à la chaleur (>50°C).

CONTRE-INDICATIONS

- Gros orteil non mobile latéralement.
- Ne pas utiliser ce produit durant la journée.
- Le produit a fait l'objet de tous les tests imposés de la norme ISO 10993-1.

Si malgré cela, un incident se produisait, arrêter immédiatement l'utilisation du produit et informer la société MILLET Innovation.

- Ne pas utiliser sur une plaie non protégée.
- Ne pas utiliser en cas de diabète, d'artérite, de polynévrite, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères.

COMPOSITION : 20 % silicone, 28 % tissu polyamide/élasthanne, 52% plastique thermoformable.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant.