



FR URGO Plaies & Lésions de la bouche

Spray indiqué pour favoriser le traitement des aphtes, des gingivites, des brûlures de la bouche et des blessures liées aux interventions (détartrage,...) et appareils dentaires.

Idéal pour les adultes et les enfants (utilisation dès 36 mois).

Ce produit ne contient ni sucre, ni alcool. Il ne pique pas.

Comment agit URGO Plaies & Lésions de la bouche ?

Composé d'acide hyaluronique (0.5 %) de bas poids moléculaire, URGO Plaies & Lésions de la bouche est un dispositif médical qui protège, hydrate et favorise la reconstitution de la muqueuse en cas de plaie ou de lésion de la bouche. Il soulage ainsi la douleur et favorise la guérison.

Conseils d'utilisation

Lors de la première utilisation, activer le mécanisme de la pompe en pressant 1 à 2 fois.

Diriger l'embout vers la lésion buccale et vaporiser 2 à 3 fois, en couche fine et uniforme. Répéter au moins 3 fois par jour, afin de garantir une protection continue de la lésion. Pour une meilleure efficacité, utiliser le spray après les repas et après s'être lavé les dents.

NON NOCIF EN CAS D'INGESTION

Précautions d'emploi

Rincer l'embout à l'eau chaude, le sécher avec un mouchoir en papier propre et le rabattre après chaque utilisation.

Suspendre le traitement en cas de phénomènes d'irritation ou d'hypersensibilité au produit et consulter un médecin si les symptômes persistent.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Chez les enfants, l'utilisation doit se faire sous la surveillance d'un adulte.

Vérifier l'intégrité de l'emballage et du flacon avant utilisation.

Conservé à une température comprise entre 5°C et 40°C.

Contre-indications

Enfants de moins de 3 ans.

En cas d'allergie à l'un des composants.

Composition

Eau, Glycérine, Hyaluronate de sodium, PVP, PVM/MA Copolymère, EDTA Disodique, Acésulfame Potassium, Huile de ricin hydrogénée PEG-40, Benzoate de sodium, Arômes.

Date d'apposition du marquage CE : 2008

Date de dernière révision : 03-2017

NL URGO Wondjes & Letsels in de mond

Spray voor de behandeling van aften, tandvleesontsteking, brandwondjes in de mond en letsels veroorzaakt door een ingreep (verwijderen van tandsteen,...) of een beugel.

Idiaal voor volwassenen en kinderen (gebruik vanaf 36 maanden).

Het product bevat geen suiker of alcohol. Het prikt niet.

Hoe werkt URGO Wondjes & Letsels in de mond?

URGO Wondjes & Letsels in de mond bevat hyaluronzuur (0,5%) met een laag moleculair gewicht. Het is een medisch hulpmiddel dat beschermt, hydrateert en het herstel van het slijmvlies bevordert bij wondjes en letsels in de mond. Het product verlicht zo de pijn en bevordert de genezing.

Gebruiksaanwijzing

Activeer de pomp bij het eerste gebruik door 1 tot 2 keer te drukken.

Richt het mondstuk naar het mondletsel en verstuij 2 tot 3 keer zodat een dunne en gelijkmatige laag gevormd wordt. Herhaal dit minstens 3 keer per dag zodat het letsel voortdurend beschermd blijft. Gebruik de spray na het eten en na het tandenpoetsen voor een grotere doeltreffendheid.

NIET SCHADELIJK BIJ INSLIKKEN

Voorzorgen bij gebruik

Spoel het mondstuk met warm water, droog het af met een schoon papieren zakdoekje en klap het in na elk gebruik.

Stop de behandeling indien irritatie optreedt of als u overgevoelig bent voor het product en raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Bij kinderen moet het product gebruikt worden onder toezicht van een volwassene.



Controleer voor gebruik of de verpakking en de flacon onbeschadigd zijn.
Bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 40°C.

Contra-indicaties

Kinderen jonger dan 3 jaar.
In geval van allergie voor een van de bestanddelen.

Samenstelling

Water, Glycerine, Natriumhyaluronzuur, PVP, PVM/MA Copolymeer, Dinatrium EDTA, Acesulfaam-K, PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie, Natriumbenzoaat, Smaakstoffen.

Datum aanbrengen CE-markering: 2008

Datum laatste herziening: 03-2017

DE URGO Wunden & Verletzungen im Mund

Spray zur Behandlung von Aphthen, Zahnfleischentzündungen, Verbrennungen des Mundes und Verletzungen aufgrund von Eingriffen (Zahnsteineinfertnung,...) und Zahnsparungen.

Ideal für Erwachsene und Kinder (Anwendung ab 36 Monaten).

Dieses Präparat enthält weder Zucker noch Alkohol. Es brennt nicht.

Wie wirkt URGO Wunden & Verletzungen im Mund?

URGO Wunden & Verletzungen im Mund besteht aus Hyaluronsäure (0,5 %) mit niedrigem Molekulargewicht. Es ist ein Medizinprodukt das die Mundschleimhaut schützt, mit Feuchtigkeit versorgt und zu ihrer Wiederherstellung beiträgt, wenn Wunden oder Verletzungen im Mund vorliegen. So lindert es Schmerzen und fördert die Heilung.

Hinweise zur Anwendung

Bei der ersten Anwendung muss der Mechanismus der Pumpe durch ein- bis zweimaliges Drücken aktiviert werden.

Spitze auf die Mundverletzung richten und zwei- bis dreimal sprühen, sodass eine feine und gleichmäßige Schicht entsteht. Mindestens dreimal täglich wiederholen, damit ein kontinuierlicher Schutz der Verletzung sichergestellt ist. Zur Erhöhung der Wirksamkeit sollte das Spray nach den Mahlzeiten und nach dem Zähneputzen angewendet werden.

BEI VERSCHLUCKEN UNSCHÄDLICH

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Spitze nach jeder Anwendung mit warmem Wasser reinigen, mit einem sauberen Papiertaschentuch trocknen und wieder einklappen.

Behandlung bei Erscheinungen von Reizung oder Überempfindlichkeit gegen das Präparat aussetzen und einen Arzt hinzuziehen, wenn die Symptome anhalten.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Kindern muss die Anwendung unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.

Vor der Anwendung Unversehrtheit der Verpackung und der Flasche kontrollieren.

Bei einer Temperatur zwischen 5°C und 40°C aufbewahren.

Gegenanzeigen

Kinder unter 3 Jahren.

Bei Allergie gegen einen der Bestandteile.

Zusammensetzung

Wasser, Glycerin, Natriumhyaluronat, PVP, PVM/MA-Copolymer, Dinatrium-EDTA, Acesulfam-K, PEG-40-hydriertes Rizinusöl, Natriumbenzoat, Aromastoffe.

Datum der Vergabe des CE-Zeichens: 2008

Stand der Information: 03-2017

