

FR

2 formats: l'extra-long pour les articulations (illustration 1) et le papillon pour le bout du doigt (illustration 2) / Résistant à l'eau / Hypoallergénique / Ultra-extensible / Micro-aéré: laisse respirer la peau / Compresse anti-adhérente.

Conseils d'utilisation : Nettoyer soigneusement la partie à protéger et son pourtour. Sortir le pansement de son emballage et ôter les ailettes de protection. Appliquer la compresse centrale sur la partie à protéger. Bien faire adhérer le pansement sur les 4 côtés. Renouveler aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par jour.

NL

2 formaten: extra lang voor de gewrichten (illustratie 1), en vlinderformaat voor de vingertoppen (illustratie 2) / Waterbestendig / Hypoallergeen / Uiterst rekbaar / Met microventilatie: laat de huid ademen / Niet-klevend kompres.

Gebruiksadviezen: Maak het te beschermen deel en de omtrek hiervan goed schoon. Haal de pleister uit zijn verpakking en verwijder de beschermvleugels. Het middelste kompres op het te beschermen deel aanbrengen. Zorg dat de pleister aan de 4 zijden goed vasthecht. Zo vaak als nodig is de pleister vervangen en in ieder geval één keer per dag.

DE

2 Formate: Extralang für Gelenke (Abb. 1) und in Flügelform für die Fingerkuppen (Abb. 2) / Wasserfest / Hypoallergen / Extra dehnbar / Mikrobелüftung: lässt die Haut atmen / Nicht haftende Kompresse.

Gebrauchshinweise: Den betroffenen Bereich und die Ränder sorgfältig mit einer Kompresse reinigen. Das Pflaster aus der Hülle nehmen und die Schutzfolie entfernen. Den mittleren Kompressenteil auf den betroffenen Bereich legen. Das Pflaster an allen vier Seiten festdrücken. So häufig wie nötig bzw. mindestens ein Mal täglich erneuern.