



A2A Spacer (Aerosol to Airways)

Medicatie verstuiven - Universele inhalatie- of voorzetkamer

CLC-A2A

CLC CLEMENT CLARKE
INTERNATIONAL



De **A2A (Aerosol to Airways) voorzetkamer** is ontwikkeld om inhalatie van geneesmiddelen via een dosisaerosol te bevorderen. Het gebruik van een inhalatiekamer biedt 2 grote voordelen

- grotere longdepositie omdat de coördinatie tussen de “puff” en de inademing wordt vereenvoudigd,
- minder lokale bijwerkingen bij inhalatie van corticoïden omdat de voorzetkamer de grote partikels filtert en er zodoende minder medicatie impacteert in de oropharynx.¹

De A2A is een praktische, **inklapbare** voorzetkamer in **zakformaat** voor individueel gebruik. Deze spacer is gemaakt uit sterk en doorschijnend BPA-vrij plastic met **antimicrobiële** en **lage elektrostatische** eigenschappen. De A2A is ook beschikbaar met masker (S of M) voor patiënten die niet kunnen inhaleren via het mondstuk. De zichtbare werking van de gekleurde terugslagklep laat een controle toe voor juist gebruik van de inhalatiekamer. De dosisaerosol kan er gemakkelijk in worden opgeborgen.

Kenmerken

- Uitschuifbaar, zakformaat
- Eenvoudig te reinigen
- Verhindert microbiële groei
- Lage statische elektriciteit
- Zichtbare werking van de gekleurde terugslagklep
- Beschikbaar met of zonder masker
- Gevalideerde performantie
- Geschikt voor gebruik met alle PMDI
- 210 ml inhoud voor optimale werking
- Geschikt voor gebruik door kinderen en volwassenen

1. C.Lodewijckx & D.Schuermans, Inhalatietherapie. *Praktische gids voor zorgverleners*, Leuven, 2011, pp. 25 sq.; website van de Belgische Vereniging van Pneumologie Verpleegkundigen <http://www.bvpv-sbip.be>.



Commerciële gegevens

• Artikelcode	CLC-A2A-SPACER	CLC-A2A-SPACER/MASK-S	CLC-A2A-SPACER/MASK-M
• Type	A2A Spacer zonder masker	- met S masker	- met M masker
• EAN code	5030818080388	5030818080401	5030818080395
• CNK code	3075-116	3075-108	3075-090

Technische gegevens

• Afmetingen van de A2A	155 x 56 x 68 mm (uitgeschoven) 103 x 56 x 68 mm (ingeschoven)
• Gewicht van de A2A	56 g
• Inhoud inhalatiekamer	210 ml
• Weerstand	10 mm (water bij een debiet van 30 l/min)

Verpakking

• Verkoopsverpakking	1 A2A zonder masker	1 A2A met S masker	1 A2A met M masker
• Afmetingen	55 x 65 x 103 mm	70 x 73 x 108 mm	70 x 73 x 108 mm
• Gewicht	72 g	95 g	103 g