

Physiologica® Septinasal spray

Composition:

NaCl (0,9%), Glycérol, Sorbate de potassium, Benzoate de sodium, Acide citrique monohydraté, Eau purifiée, Arôme: Thymol
Sans gaz propulseur.

Indications:

Humidification et nettoyage du nez par exemple en cas de nez bouché ou de rhume.

Mode d'utilisation:

1 à 2 pulvérisations dans chaque narine, max. 4 fois par jour.

1. Retirer le capuchon protecteur de l'embout du spray.
2. Introduire délicatement l'embout dans la narine, pencher la tête légèrement en avant.
3. Appuyer brièvement (1 à 2 pulvérisations).
4. Renouveler l'opération dans l'autre narine.
5. Essuyer le nez avec un mouchoir, si nécessaire.

Précautions d'emploi:

L'embout nasal ne doit pas être utilisé par plusieurs personnes.

Laver l'embout à l'eau claire après chaque usage.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants du produit.

Ne pas laisser à la portée des enfants. Récipient à conserver à l'abri de la chaleur.

Manifestations indésirables:

De rares sensations de picotements ou d'irritations transitoires peuvent apparaître en début d'utilisation.

Date de la dernière mise à jour de la notice: avril 2016