



Information nutritionnelle | Voedingsinformatie

Vitamine C

*Apports de référence/Referentie-innames

Ingrédients par ♀ | Ingrediënten per ♀

Extrait de baie d'acérola*, acerola bessen extract* 12:1 (*Malpighia glabra L.*)

Extrait de bruyère*, struikhei extract* 4:1 (*Calluna vulgaris (L.) Hull*)

Extrait de baie de canneberge*, veenbessen extract* 50:1 (*Vaccinium macrocarpon Aiton*)

Agent d'enrobage, glansmiddel : hydroxypropylmethylcellulose (gélule végétale, plantaardige capsule)

Fibres d'acacia*, acacia vezels* (*Acacia seyal Delile*)

Protéine de riz*, rijstewit* (*Oryza sativa L.*)

3 ♀ AR/RI*
85 mg 106%

167 mg
167 mg
167 mg
+ 125 mg
110 mg
44 mg

*Agriculture biologique/Biologische landbouw



BE-BIO-01 Non-EU Agriculture

Vegan

70 g

net | netto

CNK : 4681-383

ACL : 6349291

PL 97/269

Lot n°

Bio-Life Laboratory - Parc Scientifique Crealys, rue Camille Hubert 33

5032 Isnes - Belgium - www.be-life.eu

A consommer de préférence avant fin | Tenminste houdbaar tot einde :

Daysi®



Be-Life
Natural products

New

Uriberry BIO

Confort urinaire¹
Urinecomfort¹

Daysi uw wellness-lijn voor vrouwen
| votre gamme bien-être féminin

90 Gélules
Capsules



Pack 100% végétal | 100% plantaardig pack

NO
LACTOSE
GLUTEN
NANOPARTICLES

2-3 ♀ par jour | per dag
le matin avec un repas
's ochtends bij de maaltijd



¹La bruyère contribue à une fonction rénale normale.

¹Struikhei draagt bij tot een normale nierfunctie.

Extrait de canneberge breveté obtenu à partir du fruit entier dont l'efficacité a été prouvée cliniquement.

Gepatenteerd veenbessen extract verkregen uit de hele vrucht, klinisch bewezen.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE : Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose maximale. Conserver au sec et hors de portée des enfants. HR : 35-75% | Temp. : +15-25°C.

VOEDINGSSUPPLEMENT : Vervangt geen evenwichtige en gevarieerde voeding, noch een gezonde levensstijl. De maximale dosis niet overschrijden. Droog bewaren en buiten het bereik van kinderen houden. HR: 35-75% | Temp.: +15-25°C.

Belgian
Laboratory

